

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : BioRAD2

شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

عنوان آزمایش : Urea

سری ساخت : ۲۶۴۵۲

عنوان دستگاه : Olympus-C

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۲,۲۳۴	۲,۲۰۹	۹۲,۲۴	۹۴,۴۴۹	۹۶,۶۵۸	۹۸,۸۶۷	۱۰۱,۰۷۶	۱۰۳,۲۸۵	۱۰۵,۴۹۴

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 2.764	SD: 2.745	Mean: 99.333
------------	-----------	--------------

