



BioRAD2 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

سری ساخت: ۲۶۴۵۲

Total Cholesterol : عنوان آزمایش :
Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۱,۶۶۶	۱,۶۶۹	۹۵,۱۹۳	۹۶,۸۶۲	۹۸,۵۳۱	۱۰۰,۲	۱۰۱,۸۶۹	۱۰۳,۵۳۸	۱۰۵,۲۰۷

مقدار	تاریخ
۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۱۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۹

مقدار	تاریخ
۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۱۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۱۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۴

CV%: 1.345	SD: 1.351	Mean: 100.5
------------	-----------	-------------

