

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



BioRAD2 : عنوان کنترل :  
شروع کنترل : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

CPK Total : عنوان آزمایش :  
Olympus-C : عنوان دستگاه :  
سری ساخت : ۲۶۴۵۲

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱,۵۸۹	۷,۲۷۸	۴۳۶,۱۶۶	۴۴۳,۴۴۴	۴۵۰,۷۲۲	۴۵۸	۴۶۵,۲۷۸	۴۷۲,۵۵۶	۴۷۹,۸۳۴

مقدار	تاریخ
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۳
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۴
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۵
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۶
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۷
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۸
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۱
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۲
.	۱۳۹۸/۱۲/۱۳

مقدار	تاریخ
۴۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴۷۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۷
۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۹
۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰
۴۶۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱
۴۶۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳
۴۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۴
۴۶۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶
۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۴۶۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۴۷۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
.	۱۳۹۸/۱۱/۳۰
.	۱۳۹۸/۱۲/۰۱

مقدار	تاریخ
۴۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰
۴۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱
۴۵۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲
۴۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۳
۴۵۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۵
۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
۴۵۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۷
۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۸
۴۵۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰
۴۵۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۴۶۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۳
۴۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴
۴۶۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۵

CV%: 1.127	SD: 5.206	Mean: 461.833
------------	-----------	---------------

