

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



PTSI : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

Fasting Blood Glucose

: عنوان آزمایش :

سری ساخت : GN423

Olympus-C

: عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۵	۵,۳۳۳	۸۸,۰۰۱	۹۳,۳۳۴	۹۸,۶۶۷	۱۰۴	۱۰۹,۳۳۳	۱۱۴,۶۶۶	۱۱۹,۹۹۹

مقدار	تاریخ
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 2.73	SD: 2.871	Mean: 105.174
-----------	-----------	---------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

