

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS1

شروع کنترل : ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GN423

عنوان آزمایش : HDL Cholesterol

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۱۵	۳,۶۶۷	۱۸,۹۹۹	۲۲,۶۶۶	۲۶,۳۳۳	۳۰	۳۳,۶۶۷	۳۷,۳۳۴	۴۱,۰۰۱

مقدار	تاریخ
۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 6.814	SD: 2.255	Mean: 33.087
------------	-----------	--------------

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

