

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر  
Sepehr Medical Lab.



عنوان کنترل : PTS2

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

سری ساخت : GP223

عنوان آزمایش : HDL Cholesterol

Olympus-C

عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD <sup>۳</sup> -	SD <sup>۲</sup> -	SD <sup>۱</sup> -	MEAN	SD <sup>۱</sup>	SD <sup>۲</sup>	SD <sup>۳</sup>
۳,۶۱۳	۲,۹۷۱	۷۳,۳۳۷	۷۶,۳۰۸	۷۹,۲۷۹	۸۲,۲۵	۸۵,۲۲۱	۸۸,۱۹۲	۹۱,۱۶۳

مقدار	تاریخ
۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۲

CV%: 4.603	SD: 3.78	Mean: 82.125
------------	----------	--------------

# آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

