

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



Multi IA plus 1 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۴/۰۱

سری ساخت : *۳۵۷۱۰۲۱۱

Total PSA : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۳,۱۳۷	۰,۰۱۷	۰,۴۹۲	۰,۵۰۹	۰,۵۲۶	۰,۵۴۳	۰,۵۶	۰,۵۷۷	۰,۵۹۴

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۰,۵۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۰,۵۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۰,۵۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۰,۵۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۰,۵۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۰,۵۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۰,۵۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۰,۵۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۰,۵۷۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۰,۵۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۰,۵۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۰,۵۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۰,۵۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۰,۵۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۰,۵۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۰,۵۸۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۰,۵۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۰,۵۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۰,۵۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۰,۵۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۰,۵۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 3.923	SD: 0.021	Mean: 0.543
------------	-----------	-------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

