

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



MULTI IA PLUS 3 : عنوان کنترل :
شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۲/۳۰

T4 : عنوان آزمایش :
ABBOTT : عنوان دستگاه :
سری ساخت : ۳۵۷۱۰۲۱۳

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۴۶	۰,۶۲۹	۱۲,۲۱۴	۱۲,۸۴۳	۱۳,۴۷۲	۱۴,۱۰۱	۱۴,۷۳	۱۵,۳۵۹	۱۵,۹۸۸

مقدار	تاریخ
۱۳,۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱
۱۴,۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۲
۱۴,۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۶
۱۳,۶۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۷
۱۳,۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۸
۱۳,۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹
۱۴,۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰

مقدار	تاریخ
۱۴,۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۱
۱۲,۹۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۲
۱۳,۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۳
۱۳,۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۱۳,۸۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶
۱۴,۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۱۴,۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹
۱۴,۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰

مقدار	تاریخ
۱۲,۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۱
۱۳,۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲
۱۳,۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴
۱۳,۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۵
۱۳,۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
۱۳,۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۷
۱۳,۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۸
۱۳,۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۹

CV%: 3.693	SD: 0.504	Mean: 13.652
------------	-----------	--------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

