

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر
Sepehr Medical Lab.



PT2S2 : عنوان کنترل :

شروع کنترل: ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

Triglycerides : عنوان آزمایش :

سری ساخت : GP223

Olympus-C : عنوان دستگاه :

%CV	SD	SD ^۳ -	SD ^۲ -	SD ^۱ -	MEAN	SD ^۱	SD ^۲	SD ^۳
۴,۷۰۷	۱۰,۶۵۳	۱۹۴,۳۴۱	۲۰۴,۹۹۴	۲۱۵,۶۴۷	۲۲۶,۳	۲۳۶,۹۵۳	۲۴۷,۶۰۶	۲۵۸,۲۵۹

مقدار	تاریخ
۲۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴
۲۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۵
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۶
۲۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷
۲۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۹
۲۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰

مقدار	تاریخ
۲۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۵
۲۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۶
۲۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۷
۲۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۸
۲۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۹
۲۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰
۲۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
۲۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳

مقدار	تاریخ
۲۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۱
۲۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳
۲۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴
۲۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵
۲۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
۲۲۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸
۲۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۹
۲۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰
۲۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۲

CV%: 3.9	SD: 8.758	Mean: 224.542
----------	-----------	---------------

آزمایشگاه تشخیص طبی سپهر Sepehr Medical Lab.

